



조달청 우수제품



CE인증 제품

www.saferack.co.kr
SAFEZON

SAFE GUARD IN LABORATORY

SAFE REAGENT STORAGE

안전시약장



실험실의 안전과 연구원의 건강을 최우선으로 생각하는 기업



저희 유나는 실험실의 안전과 연구원의 건강을
최우선으로 생각합니다.

(주) 유나는 연구 실험실 안전 환경 개선 전문 기업으로 수년간의 연구개발을
통해 국내최초로 한국기계연구원, SGS의 내진 시험을 통과한 연구실험실
안전기자재의 토탈 브랜드인 **세이프존**을 개발하였습니다.

수년에 걸친 각고의 노력으로 탄생한 세이프존은 위험한 연구 실험실 환경
으로부터 소중한 연구원의 생명 과 연구자료를 지켜 드릴 수 있도록 안전성과
편의성을 고려하였으며, 안전시약장/ 안전실험대/ 방진계측대/ 안전시약
보관대를 통하여 안전하고 쾌적한 연구실험실 환경조성을 선도하고 있습니다.


(주)유나는 연구실험실 안전환경개선 선도기업으로서 끊임없는 연구, 개발을
통한 실험실 안전사고 제로를 목표로 최선을 다하겠습니다.

기술 보유 및 인증

특허 실용신안 (특허청), 우수제품지정(조달청), 성능인증(중소기업청),
건마크 인증(KCL), ISO 인증 (KMAR), 이노비즈 인증(중소기업청),
유망 중소기업 지정(대전광역시), 기업부설연구소 인정 (한국산업기술진흥협회)
벤처기업(기술보증기금), CE 인증(PUV NORD)

Safe is not a choice

쾌적하고 안전한 연구 환경을 위해,
세이프 존이 앞장서겠습니다.





Safe reagent storage



안전 시약장



국내최초 내진 설계로 제작된 세이프존의 안전시약장은 지진과 같은 강력한 외부 충격에도 시약병의 전도, 낙하, 충돌을 막아 화재, 폭발 등의 2차 피해를 예방하고 소중한 연구원의 생명과 재산을 보호합니다.

* 세이프존의 안전시약장은 국내 최초로 내진 실험(리히터 규모 7.0 이상)을 통과한 국내 유일의 제품입니다. (한국기계연구원, SGS 실험 결과)



조달청 우수제품 지정 제 2011137호
특허제품 - 특허 제 10-0975859
 특허 제 10-1081838
 특허 제 10-1200794



CE인증 제품
K8783 L14
K8782 E14

강력한 지진 및 유해가스로부터 안전

- 지진과 같은 강력한 외부충격에 대비한 3단계 내진구조
- 안전시약보관함 장착으로 충돌, 파손, 낙하로 인한 화재 폭발 등 2차 피해예방
- 유독가스 및 냄새 유출을 막는 완벽한 밀폐 기능으로 쾌적한 실내공기 유지
- 유해가스 감지 센서가 있어 유해가스와 냄새를 자동 배출
- 유해가스 감응과 공기정화를 자동으로 조절하는 전자제어 컨트롤 시스템 적용

사용자 중심의 편리성과 실용성

- 시약의 종류별 분류보관 관리기능
- 입출고가 용이한 슬라이드선반
- 안전세이프레이드에 의한 자동닫힘 구조
- 보관실별 잠금장치와 자외선차단 강화유리 사용
- 내화학성이 우수한 최고급 자재 사용
- 안전시약보관함으로 시약병의 크기와 관계없이 안전한 보관이 가능

국내최대 적재용량의 시약보관

- 동급 최대 적재용량의 탁월한 경제성
- 슬라이드 선반과 안전시약보관함으로 적재 공간 100% 활용가능
- 공간활용에 탁월한 효과
- 설치 공간 최소, 보관 공간 최대 실현 가능



안전시약장



유나는 실험실의 안전과 연구원의 건강을 최우선으로 생각합니다.

- 시약의 특성에 따른 편리한 분류 보관
- 보관 공간별 시건 장치
- 보관시약의 식별이 용이

01_ Drawer type



SZ-SD01

W670 × D700 × H1950
용량(1000ml 기준)-100병



SZ-SD02

W1050 × D700 × H1950
용량(1000ml 기준)-150병



SZ-SD03

W1350 × D700 × H1950
용량(1000ml 기준)-200병

02_ Door type



SZ-SF01(G)

W670 × D700 × H1950
용량(1000ml 기준)-100병



SZ-SF02(G)

W1050 × D700 × H1950
용량(1000ml 기준)-150병



SZ-SF03(G)

W1350 × D700 × H1950
용량(1000ml 기준)-200병



SAFEZON[®]

Safe guard in laboratory

Safe reagent storage

안전시약장

UNA^{TECH} | 주식회사 유나

연구실험실환경개선전문기업

본사/ 기술연구소/공장

305-155 대전광역시 유성구 자운동 554번지

Tel. 042-274-0400 Fax. 042.274.0088

yoonaCALL@hanmail.net

www.saferack.co.kr